



Kartell

ISTRUZIONI D'USO (IFU)

CONTENITORI PER CAMPIONI:

NOME COMMERCIALE	Contenitori monouso per saliva, feci, urina, vasi cilindrici e vaschette metalliche per campioni istologici, cassette per istologia, anelli per inclusione e piastre Petri
IDENTIFICAZIONE	CONTENITORI MONOUSO PER CAMPIONI BIOLOGICI
DESTINAZIONE D'USO	Dispositivi per uso professionale in laboratori di analisi con funzione di contenitori destinati alla raccolta di campioni biologici quali urine, saliva, feci, campioni istologici al fine di condurre analisi per la rilevazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microscopiche dei campioni prelevati. Contenitori utilizzati quali strumenti per la crescita di colture cellulari o nella pratica giornaliera di laboratorio come porta campioni.
DISPOSITIVO NON AUTOMATIZZATO	-----
DISPOSITIVO QUANTITATIVO	I risultati delle analisi condotte sui campioni contenuti nel dispositivo devono essere sempre sottoposti al vaglio di personale altamente qualificato per la validazione del referto.
CAMPIONE	Campione biologico o di altra natura
DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO	Conformi al regolamento (UE) 2017/746 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro
UTILIZZATORE	Personale altamente qualificato. Per uso professionale in laboratori di analisi
CONSERVAZIONE	Proteggere da luce diretta del sole e da raggi UV. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente
STABILITA' D'USO	Le materie plastiche utilizzate consentono al prodotto di ritenersi stabile nel tempo. Si stabilisce la validità per questa tipologia di dispositivi in 5 anni dalla data di produzione presente sull'etichetta
ISTRUZIONI E RESTRIZIONI D'USO	Attenersi ai protocolli dei Laboratori e/o ambienti in cui l'articolo è utilizzato per l'esecuzione delle analisi Se il contenitore è provvisto di tappo, una volta aperto per la raccolta del campione, appoggiare il coperchio in un luogo igienico, con la parte interna rivolta verso l'alto. Assicurarsi che la parte interna del coperchio non venga toccata o in alcun modo contaminata. Tappare immediatamente il contenitore dopo avervi raccolto il campione da esaminare Segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscono l'utilizzo dei contenitori Segnalare gravi incidenti alle autorità competenti Non avvicinare a fiamma o fonti di calore Eliminare i contenitori secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di soluzioni potenzialmente contaminate. Tenere lontano dalla portata dei bambini
DISPOSITIVI MONOUSO o RIUTILIZZABILI	② non riutilizzare. Pericolo di contaminazione



Kartell SpA
Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (MI)
Tel. 02/900121
Sito web: www.kartellabware.com



per accedere alle istruzioni in altre lingue :
www.kartellabware.com/it/download/