



Kartell

ISTRUZIONI D'USO (IFU)

SPUGNETTE

NOME COMMERCIALE	Spugnette per cassette istologiche
IDENTIFICAZIONE	SPUGNETTE PER CASSETTE ISTOLOGICHE
DESTINAZIONE D'USO	Dispositivo per uso professionale in laboratori di analisi con funzione di raccolta e protezione di campioni biologici da inserire nelle cassette istologiche per l'esecuzione di analisi di laboratorio
DISPOSITIVO NON AUTOMATIZZATO	-----
DISPOSITIVO QUANTITATIVO	Le spugnette sono utilizzate per contenere e proteggere campioni di piccole dimensioni. I risultati delle analisi condotte devono essere sempre sottoposti al vaglio di personale altamente qualificato per la validazione e referto
CAMPIONE	Campione biologico o di altra natura
DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO	Conformi al regolamento (UE) 2017/746 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro
UTILIZZATORE	Personale altamente qualificato. Per uso professionale in laboratori di analisi
CONSERVAZIONE	Proteggere da luce diretta del sole e da raggi UV. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente
STABILITA' D'USO	Le caratteristiche del materiale ed i valori di resistenza consentono al prodotto di ritenersi stabile nel tempo. Si stabilisce la validità per questa tipologia di dispositivi in 5 anni dalla data di produzione presente sull'etichetta
ISTRUZIONI E RESTRIZIONI D'USO	attenersi ai protocolli e ai metodi di campionamento dei Laboratori e/o ambienti in cui l'articolo è utilizzato segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscano l'utilizzo delle spugnette segnalare gravi incidenti alle autorità competenti smaltire le spugnette secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di campioni potenzialmente contaminati. Tenere lontano dalla portata dei bambini Non utilizzare l'articolo dopo la data di scadenza Verificare la resistenza a specifiche sostanze nella sezione Tecnica / resistenze chimiche del catalogo in vigore.
MONOUSO	② non riutilizzare. Pericolo di contaminazione



Kartell SpA
Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (MI)
Tel. 02/900121
Sito web: www.kartelllabware.com



per accedere alle istruzioni in altre lingue :
www.kartelllabware.com/it/download/